

Biorezonans Sigara Bırakma Tedavisi ile 45 Dakikada Sigaradan Kurtulun

Ankara Biorezonans Tedavi Merkezi Biorezonans tedavi ile 45 dakikalık tek seansta sigarayı bırakıyor. Tedavi şöyle yapılıyor: Tedavi öncesinde size son bir sigara içiriliyor. Daha sonra ellerinizi altın kaplama plakalara koyarak sohbet ortamında gerçekleşen seans sonunda sigaraya hiçbir ihtiyaç duymuyorsunuz ve sigarayı canınız istemiyor. Aksine sigara içilen yerde rahatsız oluyorsunuz. Seans sonunda çoğu zaman sigara dumanından ve kokusundan nefret ediyorsunuz.

Biorezonans metodu 1976'dan beri, birçok ülkede doktorlar tarafından başarıyla uygulanıyor. Biorezonans tedavi metodu ağrısız ve ilaçsız olmakla beraber hastalığın tedavisini kökten sağlıyor. Ankara Biorezonans Tedavi Merkezi, Şubat 2006'da faaliyete geçti. Amacı başarılı ve yan etkisi olmayan Biorezonans metodunu Ankara'da tanıtmak ve yaygınlaştırmak.

BİCOM 2000 Cihazıyla Biorezonans Sigara Bırakma Tedavisi

Tabiatta bulunan her maddenin bir titreşimi var. Bu maddeler vücudumuza temas ettiğinde veya her hangi bir şekilde vücudumuza girdiğinde bir titreşim yani denge unsuru oluşturur. Bu denge unsuru fiziksel olarak rezonanstır. Vücudun rezonansını bozan en zararlı maddelerden biriside nikotindir. Biorezonans vücudun dengesini bozan nikotinin tam tersi titreşimleri iletenler aracılığıyla vücuda ileterek, nikotin rezonansını nötrleştirir. Dolayısıyla nikotin ihtiyacı ortadan kalkarak, biofiziksel olarak sigara ihtiyacı ve isteği son bulur.

Biorezonans ile sigarayı bırakma tedavisinde kalp pili taşımamanız ve gebe olmamanız gerekiyor. Tedavi öncesinde, kullandığınız marka sigarayı, sigara odasında son kez içiyorsunuz. Son sigaranızın külünü ve izmaritini size merkez tarafından verilen tüpün içerisine muhafaza ediyorsunuz.

Tedavi nasıl uygulanıyor?

Biorezonans tedavisi ağrısız ve yan etkisi olmayan bir tedavidir. Ana sigara tedavisi başlamadan önce 6-8 dakikalık temel tedavi uygulanması gereklidir. Bu tedavi elektromanyetik etkenlerden arınmanızı sağlar. Bu da sigara tedavisi için şarttır. BİCOM cihazının giriş kupasına içtiğiniz sigara ve tükürüğünüzü içeren bir mendil yerleştirilir. Bu tükürük örneğinden ve sigaradan cihaz frekans kodunu okur. Ellerinizin altına altın kaplama plakalar konur. Başınıza kablolu elektrot bağlanır. Cihaz, giriş kupasından okuduğu frekans kodunu ters çevrilmiş olarak, bu elektrotlar sayesinde uygulanan kişinin bedenine iade eder. Dolayısıyla frekans (titreşim) ters frekansla karşılandığı için sıfırlanır. Tedavi sonrası, aynı sigara içmeyen kişilerde olduğu gibi, sigara artık yabancı bir madde gibi algılanır. İstek ortadan kalkar. 45 dakika süren tedaviden sonra, size bir çip (yuvarlak metal parçası) verilecektir. Yapılan tedavinin frekansları tedavi süresince bu çipe yüklenir ve bir ay boyunca cilde temas ederek (göbek deliğinin 2 parmak altında) taşımamız gerekir.

BİCOM Biorezonans terapisi özellikle aşağıdaki hastalıklar için uygulanır:

- Sigara bağımlılığı
- Akut ve kronik, alerjik hastalıklar: döküntü, astım, polen alerjisi
- Nörodermatitis atopik ekzema
- Akut ve kronik gastrik mukozal iltihabı veya ince-kalın bağırsak iltihabı
- Romatizmal hastalıklar
- İç organ düzensizlikleri
- Migren/tüm ağrılar
- Yaralanmalar

Biorezonans

Konur sokak No: 25/11 Kızılay - Ankara

Tel: 0312 425 10 13

E-Posta :info@ankarabiorezonans

